

XGI-8 氣麻使用方式

1. 確認活性碳濾瓶的重量是否正常
(當濾瓶重量比初始值大於50公克即需更換濾瓶)



2. 確認Isoflurane的量，液面需維持在兩條白線中間
若不足則需由圖示處添加Isoflurane



3. 打開氧氣鋼瓶調整氣壓至 4 kg/cm²
4. 打開氣麻機總開關確認氣壓大於 6LPM
5. 打開氧氣供應開關



6. 將Isoflurane蒸汽機旋至2.5%



7. 依使用需求打開Chamber或IVIS Flow的開關
Chamber麻醉的量一開始可以調整至1.5 LPM
若一次需要麻醉多隻老鼠可以調整至4 LPM
IVIS Flow麻醉的氣壓以最少量為適
一開始可以調整至1.5 LPM再往下調整



8. 關機
 1. 先關閉Isoflurane蒸汽機及氧氣鋼瓶
 2. 打開Chamber及Chamber開關
 3. 等到Chamber氣壓降到零後關閉所有開關